

矯正ロウ付け用フラックス

矯正専門医と矯正専門技士が
既製フラックスを矯正用に改良協力!
操作性バツグン!最適の融点!!酸化防止能力が高い!!!



25g

ORTHODONTIC SOLDERING FLUX ORTHO FLUX オーソフラックス

20

オーソフラックスは矯正臨床における自在ロウ付けの為に、臨床医の感覚をフィードバックして配合されています。ロウの流れ、酸化膜の除去等の性能やロウ付けの操作は非常に良好です。



オーソフラックスの特徴

- ◎矯正技工に最適となるように改良
- ◎活性温度370℃～900℃
- ◎優れた操作性
- ◎ロウの流れが非常に良くなる
- ◎酸化膜が形成されにくい
- ◎一般技工にも使用可能