

## その他の装置



### ホワイトニングトレー

トレー内部の薬剤停滞部位に不織布が圧着されています。不織布により薬剤停滞能力が向上し、口腔内への薬剤漏洩が少なくなります。

また、不織布の位置を細かくデザインすることにより、特定部位へのホワイトニング効果が期待できます。

拡大



5±5に不織布



3±3歯頸側および4±4

10

症例1



ホワイトニング前

症例2



ホワイトニング



リンガル矯正中にも使用できます



ホワイトニング後



### マウスガード




スポーツマウスガードとしてお使いいただけます。各種カラーを取り揃えておりますので、下記カラーサンプルをご覧ください。

ロゴや文字を入れることも可能です。  
詳しくはご相談ください。




レジンを使用した装置やマウスガードは、ご希望に応じて色をお選びいただけます。患者様のお好みのカラーで製作することにより、モチベーションが高まり、治療効果が高まると予測されます。また、紛失・破損も少なくなります。

#### マウスガードカラーサンプル



- ① クリアオレンジ
- ② グリーン
- ③ ピンク
- ④ イエロー
- ⑤ クリアブルー
- ⑥ ホワイト
- ⑦ ブラック

※カラーサンプルと実物の色合いが若干異なる場合がありますのでご了承ください。



# リテーナー



① リテーナー(QCMタイプ)



② ボンディングリテーナー



③ リテーナー(ホーレータイプ)



④ ダイナミックポジショナー



⑤ リテーナー(ベッグタイプ)



⑥ スプリングリテーナー



⑦ ソフトリテーナー

歯科技工指示書(歯科医院保存用)

医院名 〇〇デンタルクリニック	発行年月日 2014年 1月 1日	担当Dr 〇〇
フリガナ 患者名 △△ アイコ △△ 愛子	装着日時 2014年 1月 25日 10時	担当DH 山田
装置名 上顎床拡大装置		保

・レジンカラー指定 なし あり スカイブルー

・ワイヤサイズ指定 なし あり

・バンド接合部 ろう着 S.T. ロック その他

・リテーナーケース 不要 ブルー ピンク

<コメント>

製作者印

オーソプラネット 〒450-0003 名古屋市中村区名駅南 2-14-19 住友生命名古屋ビル 1F TEL/FAX 052(582)6511

## 一般技工書 記入例

口唇口蓋裂症など、保険診療の場合は○で  
囲んでください。(貴院記録用としてお使いください)

### 記入方法

- 記入例を参考に必要事項をご記入ください。
- 特別に指示がある場合は、  
できるだけ詳しくご記入ください。
- 指示書は3枚つづりになっております。  
青色紙(歯科医院納品用)と  
黄色紙(歯科技工所保存用)の2枚を、  
作業用模型とともにお送りください。

### 納 期

標準的な装置の場合で、  
作業用模型をいただいてから10日後となります。

### 作業用模型

石膏の種類は通常普通石膏で構いませんが、  
乳歯列模型・セットアップ模型を必要とする装置・  
ソフトリテーナーなど加圧成型を行う装置は、模型  
の破損を防ぐため硬石膏模型でお願いいたします。

カタログに掲載していない装置も  
製作いたします。  
ご質問やご希望などがございましたら、  
お気軽にお問い合わせください。